

Endo Irrigador Ultrasónico

Inalámbrico Roentgen RTG-EUA

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

El Endo Irrigador Roentgen RTG-EUA tiene una activación ultrasónica automática, al estar en contacto en el conducto con alguna solución acuosa, con vibración de frecuencia de 40 KHz para crear cavitación y transmisión acústica en el irrigante.

Confirmando en dicha innovación, se podría lograr una mejor calidad de limpieza y desinfección como se indica a continuación.

- ✓ Elimina la bio película y la capa residual (barillo dentinario).
- ✓ Facilita la eliminación de partículas residuales hacia la superficie.
- ✓ Favorece la penetración de irrigantes en las zonas no instrumentadas.
- ✓ Mejora el sellado de la obturación.
- ✓ Reduce la carga microbiana.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Endo Irrigador Ultrasónico


Inalámbrico Roentgen RTG-EUA

Roentgen®

Especificaciones:

- ✓ Frecuencia 40 KHz
- ✓ La cabeza puede girar 360 grados
- ✓ Fuerte poder de trabajo
- ✓ Lo suficientemente seguro para que no se rompa la punta
- ✓ Batería de litio de gran capacidad (4.5 hrs de operación por carga)

- ✓ Mejora la limpieza
- ✓ Reduce los niveles de bacterias
- ✓ Mejora la penetración de irrigantes



Antes del procedimiento



Durante el procedimiento



Después del procedimiento

La activación ultrasónica es más eficaz en la eliminación de restos de dentina que la activación sónica

Ultrasónicos

- Canales limpios
- Canales sin limpiar




Sónicos

- Canales limpios
- Canales sin limpiar



CONTENIDO:

- ✓ Unidad principal: 1 pieza
- ✓ Puntas: 4 piezas
- ✓ Cubierta de goma de silicona: 3 piezas
- ✓ Llave inglesa: 1 pieza



Indicador de carga de la batería
Puesta en marcha sin ajuste previo



Flexible
Punta suave y sin cortes
Potencia precalibrada



Botón suave
Operación cómoda