

Tina Ultrasónica Dental

Roentgen RTG-UC2.5L

Roentgen®



TINA ULTRASÓNICA

LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS DENTALES:

Ideal para eliminar residuos de procedimientos dentales de instrumentos como exploradores, espejos, pinzas, y fórceps.

DESINFECCIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS:

Apto para limpiar y desinfectar piezas de mano, fresas dentales y puntas ultrasónicas.

MANTENIMIENTO DE APARATOS ORTODÓNTICOS:

Limpia eficazmente retenedores, alineadores invisibles y otros aparatos removibles.

CUIDADO DE PRÓTESIS DENTALES:

Perfecto para la limpieza de dentaduras, coronas y puentes.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Tina Ultrasónica Dental

Roentgen RTG-UC2.5L

Roentgen®

CAPACIDAD DE GRAN VOLUMEN:

2500 ml, ideal para limpiar múltiples instrumentos dentales a la vez.

TINA EN ACERO INOXIDABLE:


Duradero y resistente a la corrosión, perfecto para el uso frecuente en clínicas dentales.

FRECUENCIA ULTRASÓNICA DE 40 KHZ:

Ofrece una limpieza profunda y efectiva, eliminando residuos y bacterias de forma segura.

PANEL DE CONTROL LED:

Facilita la programación y el seguimiento del proceso de limpieza.



A. Tapa silenciadora

D. Panel decorativo frontal

G. Manija

B. Tanque de limpieza de acero inoxidable

E. Carcasa inferior

H. Toma de corriente

C. Carcasa superior

F. Panel de control de operaciones

I. Interruptor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: RTG-UC2.5L	Temporización digital: 1 - 30min Temporización libre
Capacidad del tanque: 2.5L	Material del tanque de limpieza: Acero inoxidable SUS304
Dimensiones del tanque (mm): 245 x 150 x 75	Material de la carcasa: ABS
Longitud máxima de los artículos a limpiar (mm): 260	Peso neto del producto: 3.1 kg
Potencia ultrasónica: 60W, 100W/AC 110-240V 50/60HZ	Peso bruto del producto: 3.5 kg
Potencia de calentamiento: 100W/AC 110/220-240V 50/60HZ	Dimensiones del producto: 320 x 235 x 205mm
Frecuencia ultrasónica: 40000Hz	Dimensiones de la caja: 350 x 285 x 240mm