



YESO PARÍS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Yeso alef Tipo II

Es un yeso tipo beta con alta demanda de agua diseñado para la unión de modelos y duplicado de algunos modelos donde no se requiere alta resistencia.



CARACTERÍSTICAS

- Cremoso
- Gran demanda de agua
- Resistencia regular
- Alta expansión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción polvo / agua	100 gr / 40 ml
Mezcla	
Automática:	60 seg.
Manual:	90 seg.
Tiempo de trabajo:	3 min. apróx.
Tiempo de fraguado:	5 min. apróx.
Tiempo retirar del zócalo	20 min. apróx.
Expansión al fraguar:	0.20% apróx.
Resistencia a la compresión (1h):	12.6 MPA
Deformación después de apróx.:	60 min.

*LOS VALORES DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL.

SmartFamily®